風しん抗体検査について

1. 風しん抗体検査費用助成の目的

風しんの発生と流行を防ぎ、妊婦と赤ちゃんの健康を守るため、風しん抗体検査の費用を助成することにより抗体検査の受検を促し、抗体を持たない人に対する風しん等の予防接種の実施につなげることを目的として実施します。

2. 抗体検査の方法と種類

血液検査 (検査の種類と基準は裏面参照)

3. 対象者

枚方市に住民票のある19歳以上で、以下に該当する人

- ①妊娠を希望する女性
- ②妊娠を希望する女性の配偶者
- ③妊婦の配偶者

ただし、以下に該当する人は対象外です。

- (ア) 今までに風しんの抗体検査を受けた結果、十分な風しんの抗体があることが判明している人
- (イ)風しんの追加的対策事業(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生の男性)の対象者
- (ウ)平成31年4月1日以降に本事業で抗体検査を受けたことがある人
- ※<u>②及び③の配偶者について婚姻関係は問いませんが、妊娠を希望する女性又は</u> 妊婦と住所が同一であることが必要です。

4. 費用

無料

5. 必要書類

- 住所や年齢を証明するもの(健康保険証、運転免許証等)
- 妊婦の配偶者は、配偶者の母子健康手帳(子の父親欄に氏名を記入済みのもの)も 必要です

6. 実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

7、受け方

抗体検査を希望される人は、枚方市取扱医療機関に直接予約をしてください。

8. 抗体価を十分獲得していない人へ

抗体検査の結果抗体価を十分獲得していないと判定された場合は、風しん予防接種費用の助成制度があります。接種を希望される人は、枚方市取扱医療機関にお申し込みください。

枚方市保健所 保健予防課(予防接種担当)

電話:072-841-1429 FAX:072-845-0685



【抗体検査の方法と判定基準】

	測定キット名(製造販売元)	検査方法	抗体価(単位等)
1	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)	赤血球凝集抑制法 (HI法)	16倍以下 (希釈倍率)
2	R-HI「生研」	赤血球凝集抑制法	16倍以下
	(デンカ生研株式会社)	(HI法)	(希釈倍率)
3	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラ IgG	酵素免疫法	8.0未満
	(デンカ生研株式会社)	(EIA法)	(EIA価)
4	エンザイグノスト B 風疹/IgG	酵素免疫法	30未満
	(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)	(EIA法)	(国際単位(IU)/ml)
5	バイダス アッセイキット RUB IgG	蛍光酵素免疫法	45未満
	(シスメックス・ビオメリュー株式会社)	(ELFA法)	(国際単位(IU)/ml)
6	ランピア ラテックス RUBELLA	ラテックス免疫比濁法	30未満
	(極東製薬工業株式会社)	(LTI法)	(国際単位(IU)/ml)
7	アクセス ルベラ IgG	化学発光酵素免疫法	45未満
	(ベックマン・コールター株式会社)	(CLEIA法)	(国際単位(IU)/ml)
8	i-アッセイ CL 風疹 IgG	化学発光酵素免疫法	14未満
	(株式会社保健科学西日本)	(CLEIA法)	(抗体価)
9	BioPlex MMRV IgG	蛍光免疫測定法	3.0未満
	(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)	(FIA法)	(抗体価AI*)
10	BioPlex ToRC IgG	蛍光免疫測定法	30未満
	(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社)	(FIA法)	(国際単位(IU)/ml)
11	Rubella-G アボット	化学発光免疫測定法	25未満
	(アボットジャパン株式会社)	(CLIA法)	(国際単位(IU)/ml)
12	ランピア ラテックス RUBELLAⅡ	ラテックス免疫比濁法	35未満
	(極東製薬工業株式会社)	(LTI法)	(国際単位(IU)/ml)

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位 (今後キットの追加変更等の可能性あり)